

Modtagelsesdato på Neurolab.: CSF: _____ Serum: _____ Prøvenr.: _____

Følgeseddel

Indsamling af prøver til IgG oligoklonale bånd-analyse.

bestilles i LABKAll på NPU17076

Prøvedato (spinal): klokken: evt. glas-nr:**Prøvedato (serum):** klokken: evt. glas-nr:**Cpr. nr og patient navn:**
(Brug gerne label)**Svarmodtager afdeling:****Omkostningssted (skal påføres af afdelinger på Rigshospitalet! – hvem betaler?):****EAN/GLN-nr.** (rekvirentens offentlige faktureringsnr. som skal påføres af andre end Rigshospitalet – hvem betaler?):

Prøveør: Blodprøve: 1 stk 6 ml glas til serum (Vacuette: serum clot activator, 456089)
Husk at vende røret med blod 4 gange!
Spinalprøve (CSV): 1 polypropylen plasticrør (PP) (f.eks. Sarstedt rør 60.540.012 eller 62.9924.284) med mindst 2 ml spinalvæske.
Husk intet blod i spinalprøven!**Prøveaflevering:** Prøver og følgeseddel sendes samlet til Neuroimmunologisk Laboratorium, Dansk Multipel Sclerose Center. Prøver opbevares ved 4°C indtil afhentning eller frosset (mere end en uges opbevaring).**Svarafgivelse:** Prøver analyseres hver uge og svar udsendes pr. brev til rekvirerende afdeling umiddelbart derefter. På region H hospitaler sendes svar så vidt muligt til LABKAll/SP. I visse tilfælde kan en prøve kræve omkørsel på grund af svarusikkerhed eller påkrævet prøvefortynding, og derfor kan der i enkelte tilfælde gå op til tre uger før svar udsendes.

Neuroimmunologisk laboratorium:

Tidspunkt for nedfrysning af spinal til -80°C:

Tidspunkt for nedfrysning af serum til -80°C:

Adresse:**Neuroimmunologisk Laboratorium, DMSC, Valdemar Hansens vej 17, bygning 5, 7.sal, Rigshospitalet, 2600 Glostrup.**Se endvidere hjemmesiden: www.ms-research.dk (under Neuroimmunology Laboratory)